

# BOXER

Température

185° C\*

Temps

+/- 25 ""\*

Pression

Bonne

Papier


Sublipaper  
ou Sublipaper +\*

## Information(s) complémentaire(s) :

Sur le gabarit, le filet noir correspond à la forme exacte du boxer.  
Les dimensions peuvent légèrement varier.  
Le filet rouge correspond à la zone de marquage conseillée.

\*La température et le temps de pose peuvent varier en fonction de la presse utilisée.  
Augmenter le temps de pose d'environ 10 sec avec le sublipaper +.

AVANT



ARRIERE

